

cenexi

CENEXI for PROVEPHARM
Article : 28061348
PROVENDO 5X5ML GR
Page 1/2
Packaging line : FB320
Format : 148 x 315 mm
Version 1 : 15.01.2021
CREATION

Οδηγίες Χρήσης

ProvEndo™
ινδικοκαρμίνη 0,8%



28061348

ΣΥΝΘΕΣΗ

Κάθε φύσιγγα ProvEndo™ περιέχει 40 mg ινδικοκαρμίνης αραιωμένης σε 5 ml ενέσιμου ύδατος. Μονοϋδρικό κιτρικό οξύ ή / και κιτρικό νάτριο μπορούν να προστεθούν στο διάλυμα ως ρυθμιστές του pH.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Δείκτης για γαστρεντερική ενδοσκόπηση, ως βοήθημα στην απεικόνιση των τοπογραφικών ανωμαλιών και στην οριοθέτηση των πολυποειδών ή ισόπεδων αλλοιώσεων, συμπεριλαμβανομένων των αδενωμάτων.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Γνωστή υπερευαισθησία (αλλεργία) στην ινδικοκαρμίνη ή σε ένα από τα έκδοχα.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Να μην χρησιμοποιηθεί για ενδοφλέβια ένεση.

Το ProvEndo™ μπορεί να χρησιμοποιηθεί αραιωμένο έως 0,1% σε ενέσιμο ύδωρ ακριβώς πριν από τη χορήγηση. Η αραιώση και ο όγκος που θα χορηγηθεί εξαρτώνται από την ένταση του χρωματισμού που απαιτείται για τους σκοπούς της απεικόνισης και την έκταση της περιοχής που πρέπει να χρωματιστεί.

Το ProvEndo™ πρέπει να χρησιμοποιηθεί αμέσως μετά το άνοιγμα ή την αραιώση. Το ProvEndo™ προορίζεται μόνο για εφάπαξ χρήση σε ασθενή.

Το διάλυμα ProvEndo™ μπορεί να ψεκάζεται πάνω στο γαστρεντερικό βλεννογόνο ή σε συγκεκριμένη στοχευμένη αλλοίωση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- > Το ProvEndo™ πρέπει να χρησιμοποιείται από έναν επαγγελματία του τομέα της υγείας.
- > Η χρήση γαντιών συνιστάται για τους χρήστες.
- > Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένη φύσιγγα ProvEndo™. Μην χρησιμοποιείτε το ProvEndo™ αν το διάλυμα δεν είναι μπλε ή μπλε-μοβ.
- > Μην χορηγείτε το ProvEndo™ ενδοφλεβίως.
- > Το ProvEndo™ είναι για μία μόνο χρήση: απορρίψτε τυχόν απομένον διάλυμα μετά το άνοιγμα.
- > Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση ή η εκ νέου αποστείρωση του ProvEndo™ λόγω του κινδύνου μόλυνσης και της απώλειας τεχνικής απόδοσης του υλικού (ProvEndo™), εκθέτοντας τους ασθενείς σε μετεγχειρητικές επιπλοκές.
- > Το ProvEndo™ θα πρέπει να απορρίπτεται σε χώρο απόρριψης κλινικών αποβλήτων.

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Δεν αναφέρθηκαν ανεπιθύμητες ενέργειες κατά τη χρήση του διαλύματος ινδικοκαρμίνης ως δείκτη για γαστρεντερική ενδοσκόπηση.

Ωστόσο, μπορεί να εμφανιστούν αλλεργικές αντιδράσεις σε ασθενείς με υπερευαισθησία στην ινδικοκαρμίνη ή τα έκδοχα.

Σημείωση για τον χρήστη

Κάθε σοβαρό περιστατικό που έχει προκύψει σε σχέση με το υλικό (ProvEndo™) πρέπει να αναφέρεται στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο χρήστης.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

24 μήνες

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Πριν το άνοιγμα: Το ProvEndo™ δεν απαιτεί οποιοσδήποτε ειδικές συνθήκες φύλαξης. Μετά το άνοιγμα της φύσιγγας: Το ProvEndo™ πρέπει να χρησιμοποιηθεί άμεσα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

5 ml φύσιγγες, σε συσκευασία των 5 φυσιγγών.

ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Οδηγίες Χρήσης Έκδοση 03 - Τελευταία αναθεώρηση: 11/2020



Provepharm S.A.S.
22 Rue Marc Donadille 13013 Marseille, France
www.provepharm.com



2797



Provepharm*
Life Solutions